



B E D I E N U N G S -
A N L E I T U N G

slee solutions
for
pathology

KRYOSTAT
MNT

PREMIUMKRYOSTAT

DESIGN &
MANUFACTURING
MADE IN GERMANY

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihr Vertrauen in Produkte von SLEE!

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich mit der ordnungsgemäßen Bedienung und den Funktionen vertraut zu machen. Das Gerät sollte ausschließlich von geschultem und speziell ausgebildetem Personal bedient werden. Die aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen sowie die Vorschriften und Hygienemaßnahmen der jeweiligen Labors müssen unbedingt beachtet werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät!

Ihr Team von SLEE medical GmbH

Bitte beachten Sie:

Die Abbildungen können geringfügig vom Produkt abweichen. Die Abbildungen können kostenpflichtiges Zubehör enthalten. Irrtümer sind vorbehalten.

Wir sind stets bemüht, unsere Dokumente aktuell und fehlerfrei zu halten. Sollten Ihnen dennoch Fehler auffallen, wären wir eine Rückmeldung dankbar. Auch inhaltliche Anmerkungen sind jederzeit willkommen. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an marketing@slee.de.

Die in der vorliegenden Dokumentation enthaltenen Informationen, Zahlenangaben und Hinweise stellen den uns nach gründlicher Recherche bekannt gewordenen derzeitigen Stand der Wissenschaft und Technik dar. Die SLEE medical GmbH ist nicht verpflichtet, das vorliegende Handbuch kontinuierlich neuen technischen Entwicklungen anzupassen und Nachlieferungen, Updates usw. dieses Handbuchs an unsere Kunden nachzureichen. Für fehlerhafte Angaben, Skizzen, technische Abbildungen usw., die in diesem Handbuch enthalten sind, ist unsere Haftung im Rahmen der Zulässigkeit nach den jeweils einschlägigen nationalen Rechtsordnungen ausgeschlossen. Insbesondere besteht keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder sonstige Folgeschäden im Zusammenhang mit der Befolgung von Angaben oder sonstigen Informationen in diesem Handbuch. Angaben, Skizzen, Abbildungen und sonstige Informationen inhaltlicher wie technischer Art in der vorliegenden Gebrauchsanweisung gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften unserer Produkte. Insoweit sind allein die vertraglichen Bestimmungen zwischen uns und unseren Kunden maßgeblich. Die SLEE medical GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen der technischen Spezifikation sowie des Produktionsprozesses ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

INHALT

1	VERWENDUNGSZWECK	7
2	SYMBOLS	7
3	ÜBERSICHT GERÄT	8
4	SICHERHEITSASPEKTE	9
4.1	Handradarretierung	10
4.2	Fingerschutz	11
4.3	Elektrischer Anschluss	12
4.4	Arbeiten mit Mikrotommessern und -klingen	12
4.5	Not-Aus-Schalter	13
4.6	Motorisierter Betrieb	13
5	KOMPONENTEN	14
5.1	Standardausstattung und optionale Ausstattung	14
6	SPEZIFIKATIONEN	15
7	ENTPACKEN UND INSTALLATION	17
7.1	Entpacken des Gerätes	17
7.2	Standortbedingungen	18
7.3	Montage	19
7.4	Einklappbarer Handradgriff	20
8	INBETRIEBNAHME	21
8.1	Display	21
8.2	Bedienfelder	21
8.3	LED-Anzeige OSEI-System	23
8.4	Software Einstellungen	25
8.5	Automatisches Abtauen, Desinfektions- und Energiespareinstellungen	26
8.6	Übersicht verfügbare Softwareparameter	27
9	BEDIENUNG DES MIKROTOMS	29
9.1	Einsetzen von Klingen	29
9.2	Orientierung von Klingen	30
9.3	Einsetzen und Orientierung von Mikrotommessern	31

9.4	Auffrieren der Probe	32
9.5	Einsetzen des Objekthalters	32
9.6	Probenorientierung	33
9.7	Schnelle Annäherung an das Objekt	34
9.8	Langsame Annäherung an das Objekt	34
9.9	Einstellung der Trimmung	34
9.10	Einstellung der Schnittdicke	34
9.11	Trimmung der Probe	34
9.12	Manuelles Schneiden	35
9.13	Schnittmotoreinstellungen	36
9.14	Kontinuierliches Schneiden	37
9.15	Einzelschnitte	39
9.16	Streckerplatte	40
9.17	Tipps und Tricks - Gewebearten	42
9.18	Tipps und Tricks - Schneideartefakte	43
9.19	Tipps und Tricks - Schnittwinkel	44
10	BEDIENUNG DES KRYOSTATEN	45
10.1	UV-C Oberflächendesinfektion	45
10.2	Installationsanweisung für UV-C Lampe	46
10.3	Schnellgefrierpositionen (Quick Freeze)	48
10.4	Objektkühlung	48
10.5	Absaugung	48
10.6	Wärmeableitblock	49
10.7	Automatisches / manuelles Abtauen	49
10.8	Vollständiges Abtauen des Gerätes	50
10.9	Leeren des Abtauwasser-Auffangbehälters	50
11	REINIGUNG UND WARTUNG	51
11.1	Reinigung	51
11.2	Desinfektion	51
11.3	Empfohlene Wartungs- und Serviceintervalle	52
11.4	Reinigung des Klingenhalters	53
11.5	Reinigung des Kühlaggregates	55
12	ZUBEHÖR	56






13	SERVICE	57
14	GARANTIE	57
15	ENTSORGUNG	57

1 VERWENDUNGSZWECK


Der Standkryostat MNT ist ein Laborgerät und dient zum schnellen Einfrieren und Schneiden von Probenmaterial. Das Gerät ist ausschließlich für professionelle Routine- und Forschungslaboranwendungen in der Biologie, Medizin und Industrie bestimmt. Aufgrund seines ergonomischen Designs kann er sowohl im Sitzen als auch im Stehen optimal bedient werden.

Das Gerät schneidet zuverlässig gefrorene Proben im Schnittstärkenbereich von 0,5 bis 100 µm mit einer Trimmung bis zu 750 µm. Die Schnittqualität wird durch die elektronisch gesteuerte Retraktion der Probe während der Aufwärtsbewegung gewährleistet. Dadurch wird eine Beschädigung der Probe durch Schleifen an der Klinge oder dem Messer verhindert, was die Verwendungsdauer von Klingen und Messern erhöht.

2 SYMBOLE

	<p>Gefahren, Warnungen und Vorbeugungsmaßnahmen werden mit diesem Symbol gekennzeichnet.</p>
	<p>Zusätzliche Anwendungsinformationen und nützliche Tipps werden mit diesem Symbol gekennzeichnet.</p>
	<p>Mechanische Komponenten, die beim Betrieb zu Verletzungen führen können, sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.</p>
	<p>Brennbare Kältesprays sind verboten.</p>
	<p>Dieses Gerät entspricht der CE-Norm.</p>

3 ÜBERSICHT GERÄT



4 SICHERHEITSASPEKTE

Der Standkryostat MNT von Slee wird mit folgenden Sicherheitseinrichtungen ausgeliefert:


	MNT
Handradarretierung	•
Integrierter Fingerschutz für Klingen- und Messerhalter	•
Not-Aus-Schalter	•
Einklappbarer Handradgriff	•

Um die Leistung des Gerätes zu gewährleisten und einen sicheren Betrieb zu garantieren, muss der Anwender die Hinweise, Empfehlungen und Warnhinweise beachten.

4.1 Handradarretierung

Verwenden Sie den Fingerschutz für den Klingen- und Messerhalter und die Handradarretierung immer,


- wenn Sie Veränderungen an der Klinge bzw. dem Messer oder der Probe vornehmen,
- wenn Sie die Probe wechseln,
- wenn das Gerät nicht bedient wird (Pause, Wochenende etc.).



Gelöste Handradarretierung. Drehen des Handrades möglich.

Die Handradarretierung kann in jeder Handradstellung aktiviert werden. Drehen Sie hierfür den Arretierungshebel zur Mitte des Handrades.

Um die Handradarretierung zu lösen, drehen Sie den Arretierungshebel wieder nach außen.




Aktivierte Handradarretierung. Drehen des Handrades nicht möglich.


4.2 Fingerschutz

Verwenden Sie den Fingerschutz für den Klingen- und Messerhalter und die Handradarretierung immer,

- bevor Sie mit dem Messer oder der Probe arbeiten,
- bevor Sie die Probe wechseln,
- wenn das Gerät nicht bedient wird (Pause, Wochenende, etc.).



Fingerschutz offen.



Fingerschutz geschlossen.



Wichtig: Lassen Sie niemals eine Klinge während einer Arbeitspause im Klingenhalter stecken.

4.3 Elektrischer Anschluss

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.



	<p>Prüfen Sie vor Installation des Gerätes, dass die elektrischen Anschlusswerte mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen und eine gleichbleibende Stromversorgung gewährleistet ist. Bitte beachten Sie, dass der Kompressor einen Anlaufstrom zwischen 25 und 35 A benötigt. Der Stromkreis am Installationsort muss von einem Elektroingenieur überprüft werden, um sicherzustellen, dass er den Anforderungen für einen reibungslosen Betrieb des Geräts entspricht.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dies sollte vor der Inbetriebnahme durch einen Fachmann vor Ort geprüft und sichergestellt werden.• Verwenden Sie nur für das Gerät spezifizierte Sicherungen.• Schließen Sie keine weiteren Geräte an den gleichen Stromkreislauf an.• Überprüfen Sie vor dem Einschalten des Geräts, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.
---	---

Abbildung Typenschild (Beispiel):



4.4 Arbeiten mit Mikrotommessern und -klingen

Mikrotommesser und -klingen haben extrem scharfe Schneiden, die zu schweren Verletzungen führen können.


	<ul style="list-style-type: none">• Lassen Sie Mikrotommesser und -klingen nicht offen herumliegen.• Legen Sie Mikrotommesser und -klingen niemals mit der scharfen Schneide nach oben zeigend ab.• Bewahren Sie verwendete und neue Klingen in einem geschlossenen Behälter auf. Verwenden Sie Behälter mit einer Führung, die ein Verkanten der Klingen verhindert.• Versuchen Sie niemals, ein fallendes Mikrotommesser aufzufangen.• Setzen Sie immer zuerst die Probe und dann das Mikrotommesser oder die Klinge ein.• Um die Verwendungszeit von Messern und Klingen zu erhöhen, vermeiden Sie erhöhte Abnutzung durch regelmäßiges Reinigen der Schneide und des Klingenhalters.
---	---

Treffen Sie erhöhte Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch von Mikrotommessern und -klingen.

4.5 Not-Aus-Schalter

Durch Drücken des Not-Aus-Schalters wird die Not-Aus-Funktion aktiviert und das Gerät vollständig abgeschaltet.

Um die Not-Aus-Funktion zu deaktivieren, drehen Sie den Schalter. Der Schalter springt in seine Ausgangsposition zurück und das Gerät schaltet sich wieder automatisch ein. Der Motor bleibt deaktiviert und muss für den Betrieb erneut aktiviert und gestartet werden.



Not-Aus-Schalter.

4.6 Motorisierter Betrieb

Um den Motor ein- und auszuschalten verwenden Sie die Steuerungstasten auf der rechten Seite des Gerätes oder den installierten Fußschalter. Zum Ausschalten sollte die Motorgeschwindigkeit niemals einfach auf 0 gesetzt werden.

5 KOMPONENTEN

5.1 Standardausstattung und optionale Ausstattung

Der Standkryostat MNT wird mit Standardkomponenten (•) ausgeliefert und ist optional um diese Komponenten (o) ergänzbar.

	MNT
Rotationsmikrotom, vollautomatisch	•
Integrierter Schnitzzähler	•
Schnittmotor, frei wählbare Geschwindigkeit	•
2 Schnittstreckerplatten (40 mm breit; 70 mm breit)	•
Intuitive Steuerung	•
Automatische Abtaufunktion	•
24 Aufgefrierplätze (24 Standard bzw. 21 + 2 [Version inkl. Schnell-Aufgefrierplätze])	•
2 Schnell-Aufgefrierplätze (Quick Freeze)	o
UV-C Desinfektion	o
Objektkühlung	o
Absaugsystem <ul style="list-style-type: none"> • Geänderte Abfallwanne • Filter für Absaugung (5 Stk.) 	o
Wärmeableitblock	•
Fußschalter für Schnittmotor	•
Objekthalter (5 x Ø 22 mm; 5 x Ø 35 mm, jede Größe in 5 verschiedenen Farben)	•
Objekthalterablage (Edelstahl)	•
Einwegklingenthalter (alternativ: Standardmesserhalter)	•
Box mit Einwegklingen (50 Stk.)	•
Abdeckung Kühlleiste	•
CryoGlue-Einbettmedium (4 x 125 ml)	•
Mikrotomöl für Kryostate (50 ml)	•
Probenabnahmepinsel	•
Satz Inbusschlüssel	•
Netzkabel	•
Bedienungsanleitung	•

• = Standardausstattung, o = optional

6 SPEZIFIKATIONEN

*Alle Temperaturangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +20 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 60 %.

Allgemeine Angaben

Nennspannung	230 V AC \pm 10 %	115 V AC \pm 10 %
Nennfrequenz	50 / 60 Hz	60 Hz
Aufnahmeleistung Kammerkühlung	860 VA	
Aufnahmeleistung Kammer- und Objektkühlung	1.380 VA	
Max. Anlaufstrom für 5 sec	17 A	35 A
Schutzklasse	I	
Sicherungen	2 x T 10 A	2 x T 20 A
Verschmutzungsstufe	2	
Überspannungskategorie	II	
Max. abgegebene Wärmemenge Kammerkühlung	860 J/s	
Max. abgegebene Wärmemenge Kammer- und Objektkühlung	1.380 J/s	
Betriebstemperatur	+10 bis +35 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 80 % rel., nicht kondensierend	
Temperaturbereich während der Lagerung	+5 bis +55 °C	
Luftfeuchtigkeit während der Lagerung	max. 80 % rel., nicht kondensierend	

Kryokammer

Temperaturbereich	0 °C bis -35 °C, einstellbar in 1 K Schritten, Umgebungstemperatur: 20 °C	
Kälteleistung	636 W	514 W
Abschaltdruck	25 bar	
Stromaufnahme	3,69 A	6,45 A
Kältemittel	R 449 A, 320 g	R 449 A, 320 g

Objektkühlung (optional)

Temperaturbereich	0 °C bis -50 °C \pm 3 K, einstellbar in 1 K Schritten, Umgebungstemperatur: 20 °C	
Kälteleistung	193 W	278 W
Abschaltdruck	25 bar	
Stromaufnahme	1,69 A	3,06 A
Kältemittel	R 449 A, 50 g	

Kammerabtauung

Automatische Abtauung	Scheibe ist zu schließen. Heißgasabtauung, Zeitpunkt wählbar, 1 bis 3 Abtauzyklen / 24 h, oder manuelle Heißgasabtauung
Automatische Abschaltung	bei -5 °C Kammertemperatur / +20 °C Verdampfer Temperatur

Gefrierleiste

Minimale Temperatur	10 K unterhalb Kammertemperatur
Anzahl der Stationen	24 (Standard) bzw. 21 + 2 (Version inkl. Schnell-Aufgefrierplätze)
Schnell-Aufgefrierplätze (Quick Freeze)	2 (optional), bis -55 °C (Kühlung)

Mikrotom

Typ	Rotationsmikrotom, integriert, motorische Zustellung, motorische Schnittbewegung*
Schnittstärkenbereich	0,5 – 100 µm
Schnittstärkensritte	0 – 2 µm in 0,5 µm Schritten
	2 – 20 µm in 1 µm Schritten
	20 – 50 µm in 2 µm Schritten
	50 – 100 µm in 5 µm Schritten
Horizontaler Objektvorschub	28 mm
Vertikaler Hub	58 mm
Probenretraktion in Aufwärtsbewegung	0 – 200 µm, frei wählbar in definierten Schritten
Trimmstärke	0,5 – 750 µm, frei wählbar in definierten Schritten
Objektorientierung	8° (x und y-Achse), 360° (z-Achse), Nullpunkttrastung x und y-Achse
Schnittgeschwindigkeit	3 – 300 mm/s frei einstellbar

*Messuhr: ± 10 % Toleranzzustellung (übliche Abweichung)


Kryostat

Abmessungen (B x T x H)	760 mm x 760 mm x 1.110 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	135 kg (ohne Objektkühlung)
	154 kg (mit Objektkühlung)

7 ENTPACKEN UND INSTALLATION

7.1 Entpacken des Gerätes

Bei Anlieferung erhalten Sie das Gerät aufrecht verpackt in einem Karton stehend auf einer Holzpalette. Es ist mit vier Rollen sowie zwei Feststellfüßen ausgestattet, vorne in der Höhe verstellbar.

	<p>Überprüfen Sie bei Anlieferung des Gerätes die an der Verpackung angebrachten Kipp- und Stoß-Indikatoren.</p> <p>Sollten die Kipp-Indikatoren aktiv sein (Pfeilspitze blau), wurde das Gerät flach liegend transportiert, zu stark gekippt oder ist beim Transport umgefallen.</p> <p>Sollten die Stoß-Indikatoren aktiv sein, ist das Gerät während des Transports zu stark gekippt oder wurde einer übermäßig starken Beschleunigung ausgesetzt.</p> <p>Notieren Sie dies auf den Transportbegleitpapieren und untersuchen Sie das Gerät auf mögliche Beschädigungen.</p>
---	--

Öffnen Sie den Karton von oben und entnehmen Sie die Zubehörkiste und den Verpackungsschaum. Entfernen Sie nun den Karton (Anheben nach oben).

Entfernen Sie die Schrauben an den beiden Halteklammern, die das Gerät auf der Holzpalette fixieren.

Schwenken Sie die Rampe aus, auf der das Gerät von der Transportpalette heruntergerollt werden kann. Aufgrund des hohen Eigengewichts des Gerätes sollten aus Sicherheitsgründen mindestens zwei (2) Personen das Gerät von der Palette rollen.

Heben Sie das Gerät vorsichtig leicht an, während Sie es über die Rampe von der Palette herunterrollen. Rollen Sie das Gerät zum gewünschten Aufstellungsort.

Stellen Sie die Feststellfüße des Gerätes fest, um ein Wegrollen oder Verrutschen des Gerätes während der Anwendung zu vermeiden. Das Gerät kann über die Füße in der Höhe verstellt werden.

Für einen weiteren Transport bitte ausschließlich das originale Verpackungsmaterial verwenden. Bewahren Sie ggf. das Verpackungsmaterial auf.

7.2 Standortbedingungen

Der Verwendungsort für den Standkryostat MNT sollte folgende Bedingungen erfüllen, um die spezifizierte Geräteleistung zu gewährleisten:

- Maximale Raumtemperatur von 22 °C
- Keine direkte Sonneneinstrahlung auf die Kryokammer
- Spannungsversorgung im Umkreis von 3 m
- Keine Zugluft (z.B. durch Klimaanlage)
- Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen ausgelegt
- Netzschalter / Sicherungshalter muss frei und bequem zugänglich sein
- Gerät sollte nicht mit anderen Geräten, z.B. über Mehrfachsteckdosen, in Reihe geschaltet werden. Es sollte ein separater Stromkreis dafür vorgesehen werden.
- Handrad muss leicht erreichbar sein
- Luftfeuchtigkeit darf nicht über 60 % liegen
- Mindestabstand von 10 – 20 cm zwischen Geräteseiten und Geräterückwand zu Wänden oder Einrichtungsgegenständen muss eingehalten werden





Hohe Raumtemperaturen und zu hohe Luftfeuchtigkeit beeinträchtigen die Kühlleistung des Gerätes und führen zu Eisbildung im Gerät!


7.3 Montage

Zum Öffnen der Kühlkammer schieben Sie die Glasscheibe nach oben.

Entfernen Sie die Transportsicherung unterhalb des Probenkopfes und bringen Sie den Schnittabfallbehälter in Position.

Lassen Sie das Gerät vor dem Einschalten mindestens 4 Stunden ruhig stehen (besonders, wenn Sie nicht sicher sind, ob das Gerät gekippt wurde). Nichtbeachtung führt zu Schäden am Gerät.


<p>Das Gerät wird mit einem Abtauwasser-Auffangbehälter ausgeliefert, der vor Inbetriebnahme des Gerätes installiert werden muss.</p> <p>Montieren Sie zunächst die Metallhalterung für den Abtauwasser-Auffangbehälter auf der rechten Seite des Gerätes. Lösen Sie die Schrauben und hängen Sie die Halterung in die Schrauben. Ziehen Sie nun die Schrauben fest.</p>	 <p>Montage der Metallhalterung für den Abtauwasser-Auffangbehälter.</p>
<p>Stellen Sie den Abtauwasser-Auffangbehälter in die Metallhalterung und verbinden Sie die Abtauwasserleitung, sowie den Füllstandsensord mit dem Gerät.</p>	 <p>Verbindung der Abtauwasserleitung und des Füllstandsensors mit dem Gerät.</p>

	<p>Die seitlichen Abtaubehälter müssen installiert werden, da es sonst zu Vereisungen am Verdampfer kommen kann! Wir empfehlen, den Behälter vor der Erstinbetriebnahme mit 500 ml Desinfektionsmittel zu befüllen.</p> <p>Lassen Sie das Gerät nach Aufstellung vor dem Einschalten mindestens 4 Stunden ruhig stehen. Nichtbeachtung kann zu schweren Schäden am Gerät führen.</p>
---	--

7.4 Einklappbarer Handradgriff


Das Gerät wird gebrauchsfertig mit montiertem Handrad ausgeliefert. Aus Sicherheitsgründen wird der Griff des Handrads für den Transport eingeklappt.

Vor der Verwendung des Gerätes den Griff des Handrads in die Horizontale ausklappen.



Griff eingeklappt.

Um den Handradgriff einzuklappen, ziehen Sie daran und klappen Sie ihn nach innen.



Griff ausgeklappt.

8 INBETRIEBNAHME

8.1 Display

Das Display zeigt den Wochentag, die Uhrzeit, die gewählte Schnittstärke, die gewählte Trimmungsstärke, die aktuelle Kammertemperatur, die Zieltemperatur, den Status der Schnell-Aufgefrierplätze (optional) und den Gesamtstatus des Systems an. Optional wird auch der Zählwert des Schnitzzählers angezeigt.	Zeit Don 13:05:05	
	CUT: 7 µm	Trim: 19µm
	Kam: -20 °C (-22)	QF: 0
	Status:OK	0000

8.2 Bedienfelder

Softwareeinstellungen und Motorsteuerung können über Bedienfelder angesteuert werden.
















Abbildung Bedienfeld MNT für Software und Schnittstärkenmotor linke obere Geräteseite.	Taste	Tastename
		MENU ENTER
		ESC
		+
		-
		>SLOW<
		TRIM
		>FAST<
		<FAST>




Abbildung Bedienfeld MNT für Schnittmotor rechte obere Geräteseite.	Taste	Tastename
		START STOP
		WIN DOWN
		WIN UP
		SINGLE
		ON OFF

8.3 LED-Anzeige OSEI-System

Die Slee Kryostate sind standardmäßig mit dem Slee OSEI-System ausgestattet:

Optical Status and Error Indication (optische Status- und Fehleranzeige).

Verschiedenfarbige LEDs in der Bedienkammer ermöglichen eine schnelle und einfache Erfassung des aktuellen Status des Kryostaten. Mögliche Anwendungs- oder Systemfehler werden zeitnah durch farbiges Licht angezeigt und erhöhen so die Bediensicherheit.

<p>Weißer LED, durchgehend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leuchtet im Normalbetrieb für 3 min, danach Wechsel zu Blau oder Rot oder aus. • Drehen des Handrades oder Drücken einer Taste an der Bedienfolie setzt den Timer zurück. Die 3 min starten neu. 	 <p style="text-align: center;">Weißes Licht.</p>
<p>Blaue LED, durchgehend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei aktivierter Kammerkühlung und wenn die Scheibe geschlossen ist, geht nach 3 min Inaktivität die blaue LED an. 	 <p style="text-align: center;">Blaues Licht.</p>
<p>Rote LED, durchgehend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Während der Abtauung. <p>Rote LED, blinkend (1 Sek. an, 1 Sek. aus):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei aktivierter Kammerkühlung, wenn die Scheibe offen ist, wird nach 3 min Inaktivität die rote LED blinkend aktiv. Zusätzlich wird ein Hinweis über das Display angezeigt, dass die Scheibe geschlossen werden soll. • Bei Fehlermeldungen, z.B.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Scheibe steht nach Inaktivität offen ○ Endposition Vorschubeinheit erreicht ○ UV-C Oberflächendesinfektion [nur für Geräte mit dieser Zusatzfunktion]: 	 <p style="text-align: center;">Rotes Licht.</p>

- Der Desinfektionsvorgang wurde abgebrochen.
- Die UV-C Lampe ist defekt.




Fehlermeldungen:

Fehlermeldungen können durch Drücken der Taste **ESC** quittiert werden.

UV-C Licht für die Oberflächendesinfektion, durchgehend

[nur für Geräte mit dieser Zusatzfunktion]:

- Bei der UV-C Oberflächendesinfektion werden alle LEDs abgeschaltet, und die UV-C Lampe wird aktiv.



UV-C Licht bei Oberflächendesinfektion.





UV-C Sensor:


Wenn nach 30 Sek. kein Strahlungseingang von der UV-C Lampe erkannt wird, blinkt die rote LED und das Display zeigt eine Meldung an, dass die UV-C Lampe defekt ist.


8.4 Software Einstellungen


Software Einstellungen und Klingenzustellung:


	Drücken Sie MENU ENTER , um Einstellungen vorzunehmen.	> Kammertemp.	-20 °C
		Schnellkühlung	Off
		UV-Desinfektion	
		Licht	Auto


	Um in der Liste nach unten zu steuern, drücken Sie >FAST< .	Retraktion	5 µm
		Abtauen starten	
		Kontrast	
		> Zeit	Don 13:05:05

	Um in der Liste nach oben zu steuern, drücken Sie <FAST> .	> Licht	Auto
		Licht Dauer	10 m
		Kammert.erh.	-15 °C
		Retraktion	5 µm

	Um Einstellungen zu ändern, wählen Sie einen Parameter aus und drücken Sie MENU ENTER . Für Wertänderungen drücken Sie + oder - . Zum Speichern drücken Sie MENU ENTER .	Licht Dauer	10 m
		> Kammert.erh.	-15 °C
		Retraktion	5 µm
		Abtauen starten	













	Drücken Sie ESC , um ins Hauptmenü zurück zu kommen.	Zeit	Don 13:05:05
		CUT: 7 µm	Trim: 19µm
		Kam: 22 °C (25)	QF: 0
		Status:OK 0000	

	Bitte beachten Sie die LOCK-Funktion: Die LOCK-Funktion kann im Hauptmenü durch Drücken der Taste ESC für 2 Sek. eingeschaltet werden. Durch nochmaliges, längeres Drücken der Taste ESC wird die Lock-Funktion wieder ausgeschaltet.		
		LOCKED	

	LOCK-Funktion: Alle Funktionen und die Bedienung sind blockiert. Ausgenommen davon sind die Regelung der Kammertemperatur, Randheizung, automatische Abtauerung sowie die automatische Desinfektion. Bei der Desinfektion wird eine evtl. anstehende Abfrage bis zum Beenden der LOCK-Funktion zurückgehalten.
---	---

8.5 Automatisches Abtauen, Desinfektions- und Energiespareinstellungen

Software Einstellungen und Motor:

	Drücken Sie MENU ENTER , um in das Menü mit den Einstellungen zu gelangen.	> Kammertemp.	-20 °C
		Schnellkühlung	Off
		UV-Desinfektion	
		Zähler	On
	Wählen Sie „Einstellungen“ und drücken Sie MENU ENTER , um das Menü für automatisches Abtauen und Energiesparmodus zu öffnen.	Zeit	Don 13:05:05
		Sprache	Deutsch
		Version anzeigen	
		> Einstellungen	5 µm
 	Geben Sie den PIN Code 5792 ein. Der PIN Code ist üblicherweise nur für Servicetechniker und Geräteadministratoren freigegeben.	PIN eingeben	
		0000	
		>	
 	Wählen Sie Abtauprogramme 1 bis 3 und stellen Sie mithilfe der + und - Tasten die Zeiten für automatisches Abtauen ein (Bsp.: täglich um 12:00 Uhr und um 23:00 Uhr).	> Abtaustart 1	12:00
		Abtaustart 2	23:00
		Abtaustart 3	__:__
		Desinf. Start	__:__
 	Wählen Sie mithilfe der + und - Tasten die Aktivierungszeiten für den Energiesparmodus (Bsp.: 21:00 Uhr).	Desin. Tage	-----
		> Erh. Start	21:00
		Erh. Ende	04:00
		Erh. Tage	
 	Wählen Sie mithilfe der + und - Tasten die Deaktivierungszeiten für den Energiesparmodus (Bsp.: 04:00 Uhr).	Desin. Tage	-----
		Erh. Start	21:00
		> Erh. Ende	04:00
		Erh. Tage	----- 6 7
 	An arbeitsfreien Tagen kann der Energiesparmodus ganztägig (für 24 h) ausgeführt werden. Wählen Sie hierfür mithilfe der + und - Tasten die arbeitsfreien Tage aus, an denen der Energiesparmodus ausgeführt werden soll (Bsp.: Samstag, Sonntag).	Desin. Tage	-----
		Erh. Start	21:00
		Erh. Ende	04:00
		> Erh. Tage	----- 6 7

1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag

Quick Freeze (optional):

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">MENU ENTER</div>	Drücken Sie MENU ENTER für 2 Sek., um die Funktion Quick Freeze (optional) zu starten. Sie schaltet sich nach 10 min automatisch wieder ab.	> Zeit	Don	13:05:05
		Sprache		Deutsch
		Version anzeigen		
		Einstellungen		5 µm

Einstellungen für die Durchführung einer Desinfektion:


<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">+</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">-</div>	Der Desinfektionszyklus arbeitet halb-automatisch. Zunächst wird mithilfe der + und - Tasten eine Zeit ausgewählt, bei der die Frage nach einer Desinfektion gestellt wird (Bsp.: Um 12:00 Uhr fragt das System nach einem Desinfektionszyklus.).		Abtaustart 3	--:--
		>	Desinf. Start	12:00
			Desin. Tage	-----
			Erhöh. Start	21:00

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">+</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">-</div>	Es werden mithilfe der + und - Tasten die Tage ausgewählt, an denen der Desinfektionszyklus aktiviert werden kann (Bsp.: am Montag und Dienstag).		Abtaustart 3	--:--
			Desinf. Start	12:00
		>	Desin. Tage	1 2 _ _ _ _ _
			Erhöh. Start	21:00

1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag

8.6 Übersicht verfügbare Softwareparameter

Kammertemperatur	-35 °C bis 0 °C. Die empfohlene Betriebstemperatur liegt bei -15 °C bis -25 °C.
Objektkühlung (optional)	ON / OFF Das kompressorbetriebene Objektkühlungssystem kann über diesen Parameter ein- und ausgeschaltet werden.
Objekttemperatur (optional)	-45 °C ± 3k Das kompressorbetriebene Objektkühlungssystem kann über diesen Parameter eingestellt werden.
Schnell-Aufgefrierplätze / Quick Freeze (optional)	AN / AUS Wenn das Gerät mit dieser Funktion ausgestattet ist, können die Schnell-Aufgefrierplätze über diesen Parameter ein- und ausgeschaltet werden. Die Standardeinstellung für die automatische Deaktivierung der Schnell-Aufgefrierplätze ist auf 30 Minuten eingestellt. Die Zeitschaltuhr für die automatische Abschaltung kann durch einen autorisierten Servicetechniker umprogrammiert werden.
UV-Desinfektion (optional)	AN / AUS Wenn das Gerät mit einer UV-C Lampe für die Oberflächendesinfektion ausgestattet ist, kann diese über diesen Parameter ein- und ausgeschaltet werden. Die UV-C Oberflächendesinfektion wird standardmäßig auf 30 Minuten eingestellt. Eine Änderung der Einstellung kann durch einen autorisierten Servicetechniker erfolgen.
Zähler	Zahl / Summe Der Zähler zeigt die Anzahl der Schnitte oder den zurückgelegten Wert in µm an (Summe).
Licht	AN / AUS / AUTO Das weiße Betriebslicht kann an- oder ausgeschaltet werden. Bei AUS ist das weiße Betriebslicht deaktiviert, Statusmeldungen (rot oder blau) werden weiterhin angezeigt.

	Wird AUTO ausgewählt, schaltet das weiße Betriebslicht automatisch nach der unter Lichtdauer angegebenen Zeit aus und springt in die jeweilige Statusmeldung (rot oder blau) um.
Lichtdauer	0 - 99 Minuten
Kammert.erh.	Die Standardeinstellung der Kammertemperaturerhöhung ist auf -15 °C eingestellt.
Energiesparmodus	Im Energiesparmodus können höhere Kammertemperaturen für spezifische Wochentage und Uhrzeiten eingestellt werden. Die Temperatureinstellung sollte unter 0 °C liegen, um eine Beschädigung des Mikrotoms durch Vereisung zu vermeiden.
Retraktion	0 - 200 µm
Abtauen	Aktivieren Manuelles Ausführen des Abtauens.
Trim Rast 	AN / AUS Ist der Trimm Rast Modus eingeschaltet, wird die Trimmfunktion durch einmaliges Drücken von TRIM aktiviert und deaktiviert. Ist der Trimm Rast Modus ausgeschaltet, wird die Trimmung durch kontinuierliches Drücken von TRIM aktiviert.
Kontrast	Kontrasteinstellung der Anzeige
Zeit	Tag und Uhrzeit
Sprache	Eine Sprache für die Menüführung kann aus einer Auswahlliste ausgewählt werden.
Softwareversion	Anzeige der Softwareversion.
Programmeinstellungen	Im Menü Programmeinstellungen können Einstellungen für automatisches Abtauen und den Energiesparmodus festgelegt werden.

9 BEDIENUNG DES MIKROTOMS


9.1 Einsetzen von Klingen

Aktivieren Sie die Handradarretierung.

Klappen Sie den Fingerschutz nach unten.

Lösen Sie die Klingensextraktion durch Drehen des rechten Hebels am Klingenträger gegen den Uhrzeigersinn.

Entnehmen Sie ggf. die vorhandene Klinge.




Lösen der Klingensextraktion zum Entfernen der Klinge.

Setzen Sie die neue Klinge von der Seite ein.

Fixieren Sie die Klinge gleichmäßig durch Drehen des rechten Hebels am Klingenträger im Uhrzeigersinn.

Klappen Sie den Fingerschutz wieder nach oben.

Lösen Sie die Handradarretierung.



Fixierung der Klinge im Klingenträger.

9.2 Orientierung von Klingen


Aktivieren Sie die Handraderretierung.

Klappen Sie den Fingerschutz nach oben. Um den Schnittwinkel zu ändern, drehen Sie den Hebel auf der linken Seite der Klingenhalterbasis im Uhrzeigersinn.

Ein Kippen des Klingenhalters zur Probe vergrößert den Schnittwinkel, ein Kippen des Klingenhalters von der Probe weg verkleinert den Schnittwinkel.

Zum Fixieren des Klingenhalters drehen Sie den Hebel gegen den Uhrzeigersinn.

Lösen Sie die Handraderretierung.




Lösen des Klingenhalters und Einstellen eines neuen Schnittwinkels.

9.3 Einsetzen und Orientierung von Mikrotommessern

Aktivieren Sie die Handradarretierung.

Lösen Sie die Messerhalterung durch Drehen der Fixierungsschrauben gegen den Uhrzeigersinn.




Lösen der Messerhalterung und Einsetzen eines Mikrotommessers.

Entfernen / Einsetzen des Messers.

Stellen Sie die Höhe des Messers durch Drehen der Stellräder an der rechten und linken Seite des Messerhalters ein.

Fixieren Sie das Messer im Messerhalter durch Drehen der Fixierungsschrauben im Uhrzeigersinn.

Lösen Sie die Handradarretierung zum Schneiden der Proben.




Fixierung und Höheneinstellung des Mikrotommessers.

9.4 Auffrieren der Probe

Das Gerät ist mit max. 24 Aufgefrierplätzen ausgestattet (24 Standard bzw. 21 + 2 [Version inkl. Schnell-Aufgefrierplätze]). Die Temperatur in den Aufgefrierplätzen liegt etwa 10 °C unter der Temperatur der Kühlkammer.

Setzen Sie einen Objekthalter* in einen Aufgefrierplatz, geben einige Tropfen Einbettungsmittel (z.B. CryoGlue) auf den Objekthalter und drücken das Objekt vorsichtig an.

Warten Sie, bis das Objekt durchgefroren ist (matte Oberfläche oder druckfest).



*Die Objekthalter mit Ø 22 mm, 28 mm, 35 mm kommen je Größe in 5 verschiedenen Farben. Die Objekthalter mit Ø 50 mm sind nur in schwarz erhältlich. Die Farben erleichtern eine Zuordnung der Proben.

9.5 Einsetzen des Objekthalters


Drehen Sie das Handrad in die höchste Position und aktivieren Sie die Handradarretierung.

Lösen Sie die Objektklemmung durch Drehen des Fixierungshebels gegen den Uhrzeigersinn (1).

Setzen Sie den Objekthalter ein (2).

Fixieren Sie den Objekthalters durch Drehen des Fixierungshebels im Uhrzeigersinn (3).

Bitte beachten: Der Fixierungshebel ist im Drehbereich begrenzt, damit eine Berührung der Mikrotomgrundplatte bei einer Drehung des Handrads vermieden wird.




Lösen der Objekthalterung; Entfernen / Einsetzen des Objekthalters.

9.6 Probenorientierung

Drehen Sie das Handrad in die höchste Position und aktivieren Sie die Handradarretierung.

Um eine Probe neu zu orientieren, lösen Sie den Fixierungshebel auf der linken Seite des Probenhalters gegen den Uhrzeigersinn (1).

Zur Einstellung der Orientierung schwenken Sie die rechte Orientierungsschraube (2).




Lösen der Probenorientierung und Orientierung der Probe.

Fixieren Sie die Probenorientierung durch Drehen des Fixierungshebels auf der linken Seite des Probenhalters im Uhrzeigersinn (1).



Lösen Sie die Handradarretierung zum Schneiden der Proben.

Die Objektorientierung hat eine Nullpunkttrastung und lässt den Probenhalter automatisch parallel zum Mikrotom einrasten.




Fixieren der Probenorientierung.


9.7 Schnelle Annäherung an das Objekt

	Drücken Sie >FAST< , um den Klingen- oder Messerhalter schnell zur Probe hinzubewegen.
	Drücken Sie <FAST> , um den Klingen- oder Messerhalter von der Probe wegzubewegen.


9.8 Langsame Annäherung an das Objekt

	Drücken Sie >SLOW< , um den Klingen- oder Messerhalter langsam zum Objekt zu bewegen.
---	--

9.9 Einstellung der Trimmung


	Zur Einstellung der Trimmstärke drücken Sie TRIM und gleichzeitig + oder - um die Werte zu ändern.
---	---


9.10 Einstellung der Schnittdicke

	Zur Einstellung der Schnittdicke drücken Sie + oder - , um die Werte zu ändern.
---	---

9.11 Trimmung der Probe

1. Setzen Sie den Objekthalter ein.
2. Orientieren Sie die Probe.
3. Lösen Sie die Handradarretierung.
4. Entfernen Sie den Fingerschutz.

	Ist der Trimm Rast Modus aktiviert, wird die Trimmfunktion durch einmaliges Drücken von TRIM aktiviert und deaktiviert. Die Aktivierung der Trimmfunktion wird im Display angezeigt (vgl. Abbildung rechts).	Zeit Don 13:05:05	
--TRIM--		Trim: 19 µm	
Cha: -20 °C (-22)		QF: 0	
Status:OK		0000	

	Ist der Trimm Rast Modus deaktiviert, wird die Trimmfunktion durch kontinuierliches Drücken von TRIM aktiviert. Die Aktivierung der Trimmfunktion wird im Display angezeigt (vgl. Abbildung rechts). Drehen Sie das Handrad gleichmäßig im Uhrzeigersinn.	Zeit Don 13:05:05	
--TRIM--		Trim: 19 µm	
Cha: -20 °C (-22)		QF: 0	
Status:OK		0000	

9.12 Manuelles Schneiden


Lösen Sie die Handradarretierung.


Entfernen Sie den Fingerschutz.

Drehen Sie das Handrad gleichmäßig im Uhrzeigersinn.

Wird das Handrad gegen den Uhrzeigersinn gedreht, wird die Probe ebenfalls geschnitten, und die Probe schrittweise an die Klinge angenähert.

Zum Anschneiden verwenden Sie entweder die Trimmfunktion oder die langsame Näherungsgeschwindigkeit.

	Zur Einstellung der Schnittdicke drücken Sie + oder -, um die Werte zu ändern.
---	--


	Wählen Sie die Schnittdicke aus. Die Werte können durch Drücken von + oder - geändert werden. Die eingestellte Schnittdicke wird im Display angezeigt (Bsp. 7 µm).	Zeit Don 13:05:05	
		CUT: 7 µm	Trim: 19 µm
		Cha: -20 °C (-22)	QF: 0
		Status:OK 0000	

Drehen Sie das Handrad so lange, bis gleichmäßige Schnitte erzielt werden.

Reinigen Sie dann das Messer oder die Klinge (immer von der Schnittkante weg) mit einem kalten Pinsel.

Positionieren Sie die Streckerplatte an der Messer- oder Klingenschnittkante, und passen Sie ggf. die Höhe an.







Aktivieren Sie nach erfolgreichem Schneiden die Handradarretierung in der untersten Stellung, und nehmen Sie die Probe mit einem Objektträger auf.

	Bewahren Sie den Pinsel immer in der kalten Kühlkammer auf.
---	---

9.13 Schnittmotoreinstellungen









Lösen Sie die Handradarretierung.


Entfernen Sie den Fingerschutz.

	<p>Um die Geschwindigkeiten für den Schnittmodus einzustellen, drücken Sie ON OFF, um den Schnittmodus zu aktivieren.</p>	Zeit Don 13:05:05	
		CUT: 7 µm	Trim: 19µm
		Kam: -20 °C (-22)	QF: 0
		Status:OK 0000	
	<p>Das Display wird die Geschwindigkeiten für die Abwärtsbewegung (↓) und die Aufwärtsbewegung (↑) des Probenkopfes anzeigen.</p>	Zeit Don 13:05:05	
		CUT: 7 µm	Trim: 19µm
		Kam: -20 °C (-22)	QF: 0
		↓ 40 mm/s	↑ 125 mm/s
 	<p>Um die Einstellungen für die Abwärtsbewegung zu verändern, drücken Sie WIN DOWN und gleichzeitig + oder - um die Geschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern.</p>	Zeit Don 13:05:05	
		CUT: 7 µm	Trim: 19µm
		Kam: -20 °C (-22)	QF: 0
		↓ 35 mm/s	↑ 125 mm/s
 	<p>Um die Einstellungen für die Aufwärtsbewegung zu verändern, drücken Sie WIN UP und gleichzeitig + oder - um die Geschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern.</p>	Zeit Don 13:05:05	
		CUT: 7 µm	Trim: 19µm
		Kam: -20 °C (-22)	QF: 0
		↓ 40 mm/s	↑ 140 mm/s

9.14 Kontinuierliches Schneiden

Lösen Sie die Handradarretierung.

	<p>Lösen Sie die Handradarretierung. Drücken Sie ON OFF, um den Schnittmodus zu aktivieren. Die LED-Lampe auf der linken Seite des Schalters leuchtet, wenn der Motor aktiviert ist.</p>	 <p>Die Aktivierung des Schnittmodus wird durch Leuchten der LED-Lampe angezeigt.</p>
 	<p>Wählen Sie die Endposition des Probenkopfes nach dem Schneiden.</p> <p>WIN DOWN: Der Probenkopf hält nach dem Schneiden in der höchsten Position. WIN UP: Der Probenkopf hält nach dem Schneiden in der niedrigsten Position.</p>	
	<p>Drücken Sie nun START STOP um den Motor zu starten. Hierfür können Sie auch den installierten Fußschalter (siehe Abb. unten) verwenden.</p> <p>Die LED-Lampe auf der linken Seite des Schalters leuchtet, wenn der Motor läuft.</p>	 <p>Die Aktivierung und das Laufen des Schnittmotors wird durch Leuchten der LEDs angezeigt.</p>
	<p>Drücken Sie START STOP um den Motor anzuhalten. Hierfür können Sie auch den installierten Fußschalter verwenden.</p>	 <p>Fußschalter für die Schnittmotorsteuerung.</p>

<p>START STOP</p>	<p>Die Umschaltung, ob der Schnittmotor durch 1 x bzw. 2 x Drücken der Start-Taste aktiviert werden soll, geschieht im Einstellungsmenü. Ist die Doppelbetätigung (2 x) aktiviert, so ist der 2-fache Tastendruck mit max. 1 s Abstand erforderlich, um den Schnittbetrieb zu starten.</p> <p>Um den Schnittbetrieb zu starten, können Sie auch den installierten Fußschalter verwenden.</p>	
-----------------------	--	---

Fußschalter für die Schnittmotorsteuerung.

	<p>Solange der Schnittmodus aktiviert ist, ist ein manuelles Schneiden nicht möglich.</p>
	<p>Starten Sie den Motor nicht mit aktivierter Handradarretierung. Nichtbeachtung führt zu Schäden am Gerät!</p>

Zum Trimmen der Probe wählen Sie die Trimmstärke wie in Kapitel 8.9 beschrieben (EINSTELLUNG DER TRIMMUNG).

<p>TRIM</p>	<p>Ist der Trim Rast Modus aktiviert, wird die Trimmfunktion durch einmaliges Drücken von TRIM aktiviert und deaktiviert. Die Aktivierung der Trimmfunktion wird im Display angezeigt. Anzeige mit aktivierter Trimmfunktion.</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Zeit Don 13:05:05</td> </tr> <tr> <td>--TRIM--</td> <td>Trim: 19µm</td> </tr> <tr> <td>Kam: -20 °C (-22)</td> <td>QF: 0</td> </tr> <tr> <td>↓ 40 mm/s</td> <td>↑ 125 mm/s</td> </tr> </table>		Zeit Don 13:05:05		--TRIM--	Trim: 19µm	Kam: -20 °C (-22)	QF: 0	↓ 40 mm/s	↑ 125 mm/s
Zeit Don 13:05:05											
--TRIM--	Trim: 19µm										
Kam: -20 °C (-22)	QF: 0										
↓ 40 mm/s	↑ 125 mm/s										




Die Aktivierung des Trim Rast Modus ist in Kapitel 8.9 beschrieben.



<p>TRIM</p>	<p>Ist der Trim Rast Modus deaktiviert, wird die Trimmfunktion durch kontinuierliches Drücken von TRIM aktiviert. Anzeige mit deaktivierter Trimmfunktion.</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Zeit Don 13:05:05</td> </tr> <tr> <td>CUT: 7 µm</td> <td>Trim: 19µm</td> </tr> <tr> <td>Kam: -20 °C (-22)</td> <td>QF: 0</td> </tr> <tr> <td>↓ 40 mm/s</td> <td>↑ 125 mm/s</td> </tr> </table>		Zeit Don 13:05:05		CUT: 7 µm	Trim: 19µm	Kam: -20 °C (-22)	QF: 0	↓ 40 mm/s	↑ 125 mm/s
Zeit Don 13:05:05											
CUT: 7 µm	Trim: 19µm										
Kam: -20 °C (-22)	QF: 0										
↓ 40 mm/s	↑ 125 mm/s										



	<p>Wahlweise kann zum beschleunigten Trimmen im Trim Rast Modus auch WIN UP kontinuierlich gedrückt werden, um die Schnittgeschwindigkeit kurzzeitig während des Drückens zu erhöhen. Die für die Aufwärtsbewegung gewählte Schnittmotorgeschwindigkeit wird konstant gehalten und ebenfalls für die Abwärtsbewegung verwendet, siehe auch Kapitel 9.12. Wird WIN UP nicht länger gedrückt, wird der Schnittmotor wieder die gewählten Schnittmotorgeschwindigkeiten für die Aufwärts- und Abwärtsbewegung fahren.</p>
--	--



9.15 Einzelschnitte

Lösen Sie die Handradarretierung.

 	<p>Für Einzelschnitte drücken Sie ON OFF zur Aktivierung des Schnittmodus und SINGLE zur Aktivierung des Einzelschnitt-Modus.</p> <p>Die LEDs auf der linken Seite der Schalter leuchten, wenn der Schnittmodus und der Einzelschnitt-Modus aktiviert sind.</p>	 <p>Die Aktivierung des Schnittmodus und des Einzelschnitt-Modus wird durch Leuchten der LEDs auf der linken Seite des Bedienfeldes angezeigt.</p>
--	---	---

 	<p>Wählen Sie die Endposition des Probenkopfes nach dem Schneiden.</p> <p>WIN DOWN: Der Probenkopf hält nach dem Schneiden in der höchsten Position.</p> <p>WIN UP: Der Probenkopf hält nach dem Schneiden in der niedrigsten Position.</p>
--	---


	<p>Drücken Sie START STOP um den Motor zu starten. Hierfür können Sie auch den installierten Fußschalter verwenden.</p> <p>Der Motor wird automatisch nach einem Schnitt in der gewählten Endposition anhalten.</p>	 <p>Fußschalter für die Schnittmotorsteuerung.</p>
---	--	---

	<p>Solange der Schnittmodus aktiviert ist, ist ein manuelles Schneiden nicht möglich.</p>
	<p>Starten Sie den Motor nicht mit aktivierter Handradarretierung. Nichtbeachtung führt zu Schäden am Gerät.</p>

9.16 Streckerplatte


Jedes Gerät ist mit einer Streckerplatte ausgestattet.

Für eine vertikale Einstellung der Streckerplatte drehen Sie das Rädchen an der Streckerplattenbasis nach links (zur Klinge hin) oder nach rechts (von der Klinge weg).



Vertikale Einstellung der Streckerplatte.

Für die Entnahme von Gefrierschnitten schwenken Sie die Streckerplatte nach vorne und legen den Objektträger auf die geschnittene Probe. Die Probe bleibt auf dem Objektträger haften.




Ausklappen der Streckerplatte.

Für den Austausch der Streckerplatte lösen Sie die beiden Schrauben mit dem 2 mm Inbusschlüssel. Dann schwenken Sie die Streckerplatte nach vorne, und ziehen Sie sie vorsichtig nach oben aus der Halterung heraus.

Setzen Sie die neue Streckerplatte ein.

Achten Sie darauf, dass sich die äußeren erhabenen Seiten auf der von Ihnen abgewandten Seite befinden.

Anschließend ziehen Sie die beiden Schrauben wieder fest.



Austausch der Streckerplatte



Es wird empfohlen, die Höheneinstellung der Streckerplatte während des Schneidevorgangs vorzunehmen.

9.17 Tipps und Tricks - Gewebearten

Die Temperatureinstellung des Kryostaten spielt eine große Rolle dabei, Schnitte guter Qualität zu erzielen. Jedes Gewebe benötigt eine andere Temperatur, bei der es optimal geschnitten werden kann. Die Liste gibt dazu entsprechende Anhaltspunkte. Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Temperaturbereiche Näherungswerte sind. Sie müssen unter Umständen für einzelne Gewebe angepasst werden.

Gewebeart	Empfohlene Temperatur des Messers oder der Schneidkante (°C)
Knochenmark	-16 bis -25
Gehirn	-7 bis -10
Brustgewebe, fettreich	-25 bis -30
Brustgewebe, mit weniger Fett	-16 bis -20
Knorpel	-13 bis -20
Fett	-30 bis -40
Herz	-20 bis -25
Eingeweide	-13 bis -20
Niere	-13 bis -20
Kehlkopf	-13 bis -16
Lippe	-10 bis -20
Leber	-7 bis -13
Lunge	-13 bis -20
Lymphknoten	-13 bis -20
Lymphatisches Gewebe	-13 bis -20
Lymphoid	-13 bis -20
Muskel	-13 bis -20
Nase	-13 bis -20
Enddarm	-13 bis -20
Ausschabungen	-16 bis -25
Haut mit Fett	-16 bis -25
Haut ohne Fett	-10 bis -16
Milz	-7 bis -10
Hoden	-10 bis -13
Zunge	-13 bis -20
Uterus-Curetage	-7 bis -10

9.18 Tipps und Tricks - Schneideartefakte

Schneideartefakt	Ursache	Behebung
Abwechselnd dünne und dicke Schnitte	falsche Temperatur der Schneide / Klinge	Temperatur dem Gewebetyp anpassen
	falsche Temperatur der Kammer	Temperatur anpassen
	Präparat ist nicht optimal auf Gefriertisch fixiert	Gewebe abnehmen und erneut anfrieren
Quietschendes Geräusch beim Schneiden, Schnitte zeigen Rippeln (Chattering)	Präparat ist nicht optimal auf Gefriertisch fixiert, vibriert beim Schneiden	Gewebe abnehmen und erneut anfrieren
Entstehung von Brüchen im gefrorenen Gewebe	zu schnelles Einfrieren	neues Stück anfrieren, wenn möglich
	zu große Probe	
Präparate Vorschub, aber keine Schnittgewinnung	lockere Klinge	Klemmung prüfen
	Präparat ist nicht optimal auf Gefriertisch fixiert	Gewebe abnehmen und erneut anfrieren
	falscher Klingenwinkel	Winkel korrigieren
	Streckerplättchen ist zu weit vorne	Streckerplättchen mit der Stellschraube zurück stellen
	Gewebe ist noch nicht gefroren	Gewebe länger anfrieren lassen
Schnitte verziehen sich oder rollen sich auf	Spalt des Streckerplättchens ist zu klein	einrichten / justieren
	Schnittdicke zu dünn	Schnittdicke vergrößern
	stumpfe Klinge	Klinge wechseln und / oder lateral verschieben
Risse im Schnitt	Probe ist überfroren	neues Stück anfrieren, wenn möglich
	zerstörte oder schmutzige Schneide	Klinge tauschen
Schnitte tauen während des Schneidens auf	Kryostat- oder Schneidetemperatur zu hoch	Temperatur korrigieren
Frost auf der Klinge	Kryostat war zu lange geöffnet	Kryostat schließen
Schnitt klebt am Streckerplättchen	der Spalt des Streckerplättchens ist zu klein	einrichten / justieren
	Gewebe oder Fett klebt am Streckerplättchen	Streckerplättchen reinigen
	unpassende Kryostat- oder Klingentemperatur	Temperatur korrigieren
Schnitt verdreht sich auf eine Seite	Ablagerung auf Schneide	Schneide reinigen
	Scharte in der Klinge, stumpfe Klinge	Klinge tauschen und / oder lateral verschieben
	kaputtes Streckerplättchen	Streckerplättchen tauschen
Schnitt löst sich vom Objektträger	fixiertes Gewebe ohne Adhäsiv geschnitten	Adhäsiv verwenden
	kein Adhäsiv verwendet	

	fettes Gewebe	
	knorpeliges Gewebe	
	zu grobes Handling	
Schnitt zeigt horizontale Spalten	Probe ist zu kalt	Temperatur korrigieren
		anwärmen

9.19 Tipps und Tricks - Schnittwinkel

Problem	Ursache	Behebung
Hartes Gewebe lässt sich nicht gut schneiden	Schnittwinkel ist zu klein	Kippen der Klinge von der Probe weg vergrößert den Freiwinkel
Weiches Gewebe lässt sich nicht gut schneiden	Schnittwinkel ist zu groß	Kippen der Klinge zu der Probe hin verkleinert den Freiwinkel

10 BEDIENUNG DES KRYOSTATEN


10.1 UV-C Oberflächendesinfektion

[nur für Geräte mit dieser Zusatzfunktion]

UV-C Strahlung bei 254 nm hat eine starke keimtötende Wirkung. Mikroorganismen wie bspw. Viren, Bakterien, Pilze oder Hefen werden ohne Einsatz von Chemikalien effizient im Strahlungsbereich des UV-C Lichts zerstört.

Der Standkryostat MNT kann optional mit einer UV-C Lichtquelle ausgestattet werden, die entweder automatisch (siehe Kapitel 8.5) oder manuell gesteuert werden kann.

Das Gerät wird nach Aktivierung standardmäßig eine UV-C Oberflächendesinfektion von 30 Minuten durchführen. Die Desinfektionszeit kann durch einen autorisierten Servicetechniker geändert werden.

	<p>Aus Sicherheitsgründen wird das UV-C Licht beim Öffnen der Scheibe automatisch ausgeschaltet. Die Oberflächendesinfektion wird abgebrochen und muss erneut gestartet werden. Das OSEI-System des Kryostaten blinkt rot (siehe Kapitel 8.3 LED-Anzeige OSEI-System).</p> <p>Die Standardeinstellung für die automatische Deaktivierung ist auf 30 Minuten festgelegt. Die Zeiteinstellung kann durch einen autorisierten Servicetechniker geändert werden.</p>
---	--

10.2 Installationsanweisung für UV-C Lampe

Bitte beachten Sie die entsprechenden Schritte und achten Sie auf die entsprechenden Anweisungen.

Berühren Sie die UV-C Lampe niemals direkt auf dem Glas, da dies die Haltbarkeit verringern kann.



Bild 1

Schieben Sie die UV-C Lampe wie abgebildet in den Glaskolben. Halten Sie 2 cm Abstand, bevor die Endlage erreicht wird. Dieser Platz wird benötigt, um die UV-C Lampe mit dem Anschlussstecker verbinden zu können (Bild 2 und 3).



Bild 2



Bild 3

Der Verbinder kann in zwei Polaritätsrichtungen gesteckt werden. Ein Schalter ist nicht beinhaltet.



Bild 4



Bild 5

Sobald der Stecker an die UV-C Lampe angeschlossen ist, kann die UV-C Lampeneinheit im letzten Schritt an den Halteklammern befestigt werden.



Bild 6

Fertig.




Bild 7

10.3 Schnellgefrierpositionen (Quick Freeze)

[nur für Geräte mit dieser Zusatzfunktion]

Der Standkryostat MNT kann optional mit einer Schnellgefrierposition (2 Plätze) ausgestattet werden. Nach Aktivierung des Kühlelementes werden die Schnellgefrierpositionen auf ca. -55 °C gekühlt.

Die Schnellgefrierposition kann über das Einstellungsmenü aktiviert werden (siehe Kapitel 8.4).


	Die automatische Abschaltung der Schnell-Aufgefrierplätze ist standardmäßig auf 40 Minuten eingestellt. Die Zeiteinstellung kann durch einen autorisierten Servicetechniker geändert werden.
---	--

10.4 Objektkühlung

[nur für Geräte mit dieser Zusatzfunktion]

Der Standkryostat MNT kann optional mit einer Objektkühlung ausgestattet werden.

Die Objektkühlung kann über das Einstellungsmenü aktiviert werden (siehe Kapitel 8.4).

	Um eine Vereisung des Objektkopfes / der Probenaufnahme zu vermeiden, schaltet sich die Objektkühlung nach einer Inaktivität von 10 min ab. Bei Öffnen der Scheibe, Betätigen des Handrades oder Bedienung der Tastatur wird die Objektkühlung wieder aktiviert. Ist die eingestellte Temperatur erreicht, startet der Timer neu.
---	--

10.5 Absaugung

[nur für Geräte mit dieser Zusatzfunktion]

Der Standkryostat MNT kann optional mit einer Absaugung für Schnittabfälle ausgestattet werden.

Die Absaugung wird über den Fußschalter auf der linken Geräteseite aktiviert (siehe Kapitel 3 Übersicht Gerät).

Wird der Fußschalter betätigt, startet die Absaugung. Über einen Schlauch in der Kryokammer können die Schnittabfälle abgesaugt werden. Diese sammeln sich in einem Behälter, der danach leicht geleert werden kann. Lassen Sie den Fußschalter wieder los, stoppt die Absaugung wieder.

10.6 Wärmeableitblock

Zum Beschleunigen des Gefrierprozesses und einer verbesserten Konservierung der Gewebestrukturen ist der Kryostat mit einem Wärmeableitblock ausgestattet.

Setzen Sie den Wärmeableitblock während des Gefrierprozesses direkt auf die Probe auf.




Abbildung ähnlich



Die Verwendung des Wärmeableitblocks kann zu einer veränderten Orientierung der Probe im Einbettmedium führen, besonders bei kleinen Probengrößen.

Wenn die Orientierung der Probe im Einbettmedium entscheidend ist, sollte beim Gefrierprozess auf den Einsatz des Wärmeableitblocks verzichtet werden.

10.7 Automatisches / manuelles Abtauen

Für eine optimale Wirkung der Kühlmaschine ist ein niedriger thermischer Widerstand an den Kühlrippen nötig. Bei häufiger Nutzung der Kühlmaschine kondensiert Feuchtigkeit an den Kühlrippen und erhöht den thermischen Widerstand. Daher wird das Gerät, insbesondere die Kühlrippen, automatisch abgetaut.

Während dieses automatischen Vorgangs, der auch manuell gestartet werden kann, wird Heißgas durch den Lamellenverdampfer eingeleitet. Das Eis schmilzt, und das Wasser tropft in den dafür vorgesehenen Auffangbehälter.

Der Abtauvorgang endet bei einer Temperatur von 20 °C am Verdampfer. Die Kammertemperatur bleibt im Minusbereich, damit Proben, die dort gelagert werden, nicht auftauen.



Der Abtauvorgang beginnt täglich automatisch um Mitternacht. Um diese Zeit zu ändern, siehe Kapitel 8.5.

Halten Sie während des Vorgangs immer die Scheibe geschlossen.


10.8 Vollständiges Abtauen des Gerätes

Ein vollständiges Abtauen sollte mindestens alle sechs Monate erfolgen. Bei längeren stark erhöhten Außentemperaturen mit hoher Luftfeuchtigkeit kann ein häufigeres vollständiges Abtauen des Gerätes notwendig sein. Das Gerät sollte mindestens über einen Zeitraum von 48 h abgetaut werden, am besten über das Wochenende.

- Drehen Sie das Handrad in die höchste Position und aktivieren Sie die Handradarretierung.
- Entfernen Sie Proben und Schneideutensilien aus der Kühlkammer.
- Schalten Sie das Gerät aus.
- Öffnen Sie unbedingt die Scheibe und lassen Sie diese bis zum Wiedereinschalten offen.


Vor dem Wiedereinschalten:

- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrotom und die Kühlkammer vollständig trocken sind.
- Schließen Sie die Scheibe.
- Schalten Sie das Gerät wieder ein.

	<p>Bevor Sie ein vollständiges Abtauen beginnen, vergewissern Sie sich, dass keine Proben in der Kühlkammer verblieben sind.</p> <p>Vor dem Wiedereinschalten müssen das Mikrotom und die Kühlkammer vollständig trocken sein, um eine Beschädigung zu vermeiden.</p>
--	---

10.9 Leeren des Abtauwasser-Auffangbehälters


Das Gerät ist mit einem Auffangbehälter für entstehendes Abtauwasser ausgestattet. Der Füllstand des Auffangbehälters wird mit einem Füllstandssensor geprüft. Sobald im Display „Auffangbehälter voll“ angezeigt wird, muss der Auffangbehälter entleert werden, um eine Überfüllung zu vermeiden.

	<p>Der Inhalt des Auffangbehälters ist gemäß der Laborvorschriften zu entsorgen.</p> <p>Zur Verminderung des Kontaminations- und Infektionsrisikos wird empfohlen, nach der Entleerung ein Desinfektionsmittelkonzentrat in den Auffangbehälter zu füllen.</p>
---	--

11 REINIGUNG UND WARTUNG


11.1 Reinigung

Die Häufigkeit der Reinigung der Kryostatkammer hängt von der Benutzungshäufigkeit und -dauer ab.

	<p>Tragen Sie Handschuhe und Schutzkleidung gemäß der Guten Laborpraxis.</p> <p>Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise des Gerätes.</p> <p>Benutzen Sie ausschließlich wässrige und alkoholische Reinigungsmittel, kein Aceton oder Xylol.</p> <p>Sprühen Sie kein Reinigungsmittel direkt auf die Bedienfolien.</p>
---	--

11.2 Desinfektion

Eine Sprühdesinfektion mit alkoholischen Desinfektionsmitteln ist möglich, ohne das Mikrotom aus der Kryokammer zu entfernen. Beachten Sie bei der Desinfektion des Gerätes geeignete Schutzmaßnahmen (Handschuhe, Maske, Schutzkleidung usw.).

	<p>Tragen Sie Schutzkleidung und Einweghandschuhe gemäß der Guten Laborpraxis.</p> <p>Beachten Sie bei der Verwendung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln die Sicherheitsvorkehrungen des Desinfektionsmittelherstellers!</p> <p>Die integrierte Anti-Roll-Platte des Klingenhalters kann mit Alkohol gereinigt werden.</p> <p>Abfallflüssigkeit gemäß den Entsorgungsvorschriften entsorgen!</p> <p>Schalten Sie das Gerät nicht ein, bevor die Kryokammer und das Mikrotom vollständig trocken sind. Andernfalls kann Eisbildung mechanische Teile beschädigen.</p> <p>Alle Komponenten, die aus dem Kryostaten entfernt wurden, müssen sorgfältig getrocknet werden, bevor sie in die Kryokammer zurückgebracht werden!</p>
---	---


11.3 Empfohlene Wartungs- und Serviceintervalle

Täglich	Entfernen von Schnittabfällen aus der Kühlkammer. Desinfektion falls erforderlich.
Wöchentlich	Reinigung des Klinglehalters (siehe Kapitel 11.4). Reinigung der Glasscheibe.
Monatlich	Prüfung der Temperatursensoren in der Kühlkammer. Reinigung des Kühlaggregates (siehe Kapitel 11.5).
Jährlich	Jährliche Inspektion (durch autorisierten SLEE Servicetechniker) <ul style="list-style-type: none">• Prüfung aller Funktionen• Vollständiges Abtauen• Wartung des Mikrotoms• Ölen beweglicher Teile• Prüfung des Kühlaggregates• Prüfung der Antriebe• Vollständige Desinfektion / Reinigung / Trocknung

11.4 Reinigung des Klingenhalters

Drehen Sie das Handrad in die höchste Position und betätigen Sie die Handradarretierung.


Klappen Sie die Streckerplatte mit Hilfe des Hebels nach vorne.




Entfernen Sie die Klinge aus dem Klingenhalter.

Lösen Sie das Oberteil des Klingenhalters durch Drehen des rechten Hebels entgegen dem Uhrzeigersinn.

Schieben Sie den oberen Teil des Klingenhalters nach rechts ...



... bis Sie den Lateralschlitten abnehmen können.




Trennen Sie den Lateralschlitten von der Excenterwelle durch gleichzeitiges Drehen und Herausziehen der Welle.


Damit die Excenterwelle herausgezogen werden kann, muss sie über den kleinen Stift im Schlitten gedreht werden. Dazu drücken Sie den Stift in den Schlitten hinein und drehen Sie die Welle darüber hinweg.

Achten Sie darauf, dass beim Auseinandernehmen alle übrigen Teile an ihrem Platz verbleiben, besonders die beiden Druckfedern im Inneren des Schlittens.

Nach Abnehmen der Klemmplatte können beide Teile gereinigt werden.



Nach der Reinigung kann der Lateralschlitten wieder zusammengebaut und auf den Klingenthaler montiert werden.



11.5 Reinigung des Kühlaggregates

Während des täglichen Gebrauchs setzt sich Staub auf den Lamellen des Verflüssigers ab. Dies kann zu einer Beeinträchtigung der Kühlleistung des Gerätes führen.

Eine monatliche Reinigung der Kryostatlüftung wird empfohlen.

MNT: 2 Lüftungsgitter vorne

Wir empfehlen, einen Staubsauger zur Reinigung zu verwenden.




Abbildung MNT (Reinigung von vorne)

12 ZUBEHÖR

	MNT
Klingentferner, magnetisch	34004113
Standardmesserhalter	10156010
Mikrotommesser (16 cm-C-Schliff, 1 Stk.)	28000026
Einwegklingenhalter (Schmal- und Breitbandklingen)	10157004
Objekthalterablage (Edelstahl)	31000769
Wärmeableitblock	31000253
Objekthalter (Ø 22 mm; 5 Stk., 5 verschiedene Farben)	30000002
Objekthalter (Ø 28 mm; 5 Stk., 5 verschiedene Farben)	30000017
Objekthalter (Ø 35 mm; 5 Stk., 5 verschiedene Farben)	30000000
Objekthalter (Ø 50 mm; 5 Stk., schwarz)	30000003
Probenabnahmepinsel	30001030
Streckerplatte (Glas, 40 x 26 x 3 mm)	32203206
Streckerplatte (Glas, 70 x 26 x 3 mm)	32203307
Fußablage, höhenverstellbar	10157009
Ergosit Laborstuhl, niedrig, mit Rollen	10157011
Ergosit Laborstuhl, hoch, mit Fußring und Sitz-Stopp Rollen	10157010
Korkscheiben (Ø 20 mm; 100 Stk.)	30001001
CryoGlue Einbettmedium (4 x 125 ml)	30001100
Streckerplatte (Standardmesserhalter, Kunststoff)	32001049
Einwegklingen (plasmabeschichtet), Schmalband Plasma LPS, für weiche Materialien, 50 Stk. / Box	28407005
Einwegklingen (plasmabeschichtet), Schmalband Plasma LPH, für harte Materialien, 50 Stk. / Box	28407004
Einwegklingen (plasmabeschichtet), Breitband Plasma HPS, für weiche Materialien, 50 Stk. / Box	28407007
Mikrotomöl für Kryostate (50 ml)	30001011
Filter für Absaugung, 5 Stk.	33000417
Fußschalter	34001500
Abdeckung Kühlleiste	32000497
Abfallwanne (Geräte ohne Absaugung)	32000604
Abfallwanne (Geräte mit Absaugung)	32000606
Pinselfablage (nur Geräte ohne Absaugung)	32000605

13 SERVICE


Das Gerät darf nur durch von SLEE medical GmbH autorisierte Techniker gewartet werden.

Falls ein technischer Service oder Ersatzteile gebraucht werden, kontaktieren Sie bitte Ihren nächstgelegenen SLEE medical GmbH Vertriebspartner. Bitte halten Sie folgende Informationen bereit:

- Vollständige Kontaktdaten
- Gerätetyp und Seriennummer
- Gerätestandort und Verantwortlicher
- Grund der Beanstandung
- Lieferdatum des Gerätes

Sollte das Gerät nur außerhalb des Labors repariert werden können, ist eine vollständige Desinfektion und Reinigung vor dem Transport unabdingbar. Das Gerät sollte in der Originalverpackung transportiert werden, um Transportschäden zu vermeiden.

Ist das Gerät oder sind Anbauteile nicht gereinigt, behalten wir uns vor in besonders extremen Fällen das Gerät an den Einsender zurück zu schicken, ohne dass Reparaturen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen wurden.

	<p>Bitte fragen Sie vor Rücksendung des Kryostaten nach unserem Dekontaminationsprotokoll.</p>
--	--

14 GARANTIE

SLEE medical GmbH garantiert, dass das Gerät nach strengen Qualitätskriterien hergestellt wurde, ohne Fehler ist und den technischen Spezifikationen entspricht.

SLEE medical GmbH garantiert, dass das Gerät gemäß des ISO 9001:2015 und ISO 13485:2016 Qualitätsmanagementsystems hergestellt wurde.

Modifikationen oder Reparaturen durch Dritte führen zu einem Verlust der Gewährleistung.

Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

Gewährleistungsansprüche können nur berücksichtigt werden, falls das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung und seinem Zweck benutzt wurde.

Fehler aufgrund falscher Benutzung können nicht anerkannt werden.

15 ENTSORGUNG

Das Gerät muss unter Einhaltung der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.

Notizen



SLEE medical GmbH · Am Neuberg 14
55268 Nieder-Olm · Germany
www.slee.de

T: +49 (0) 6136 76997-0
E: mail@slee.de



www.slee.de



YouTube



LinkedIn



Instagram