

Produktspezifikationen

CUT 4062 · Manuelles Präzisionsmikrotom

Art.Nr.: 10065000



Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Betriebstemperatur | +10 bis +35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | max. 80 % rel., nicht kondensierend |
| Temperaturbereich während der Lagerung | +5 bis +55 °C |
| Luftfeuchtigkeit während der Lagerung | max. 80 % rel., nicht kondensierend |
| Schnittstärkenbereich | 0,5 – 60 µm |
| Schnittstärkenschritte | 0,5 - 2 µm in 0,5-µm Schritten, 2 - 10 µm in 1-µm Schritten, 10 - 60 µm in 2-µm Schritten |
| Trimmungseinstellungen | 10 µm, 20 µm, 30 µm, 40 µm |
| Objektvorschub | 28 mm |
| Vertikaler Hub | 60 mm |
| Maximale Probengröße | 50 x 50 mm |
| Messerhalterbasis Nord-Süd-Achse | 24 mm |
| Probenretraktion | Automatisch |
| Probenorientierung, horizontal | 8° |
| Probenorientierung, vertikal | 8° |
| Probenorientierung, z-Achse | 360° |
| Schnittzähler (optional) | Hub [n] |
| Abmessungen [B x T x H] | 560 x 550 x 325 mm |
| Gewicht (ohne Zubehör) | 33 kg |

Standardausstattung

| |
|---|
| Objektorientierung |
| Universalkassettenklammer, orientierbar (alternativ: Standardobjektklammer, orientierbar) |
| Einwegklingenhalter (alternativ: Standardmesserhalter) |
| Abfallwanne |
| Einwegklingen, schmal (1 Box, 50 Stk.) |
| Staubschutzhaube |
| Netzkabel |
| Bedienungsanleitung |

Sonderzubehör

| | Art.-Nr. |
|--|-------------|
| Aquatec-System | 10090056 |
| MTR Tisch-Schnellgefriergerät | 10110000 |
| Lupe mit Beleuchtung (dimmbar) | 10090060 |
| TC65 Einweg-Klingenhalter (für Hartmetallklingen) | 10090041 |
| Hartmetallklinge (1 Stk.) | 28406000 |
| Einwegklingen (siehe Labormaterial) | |
| Glasmesserhalter (für Triangel-Glasmesser) | 10090014 |
| Segmentbogen mit Universalpräparatehalter (zur Anwendung mit Glasmesserhalter) | 10090015 |
| Super-Mega-Kassettenklammer, orientierbar | 10090027 |
| Super-Mega-Kassettenklammer, starr | 10090021 |
| Standardobjektklammer, orientierbar | 10090006 |
| Standardobjektklammer, starr | 10090007 |
| Folienklammer (Einsatz in Standardobjektklammer) | 10090025 |
| Standardmesserhalter | 10090008 |
| Messerhalterbasis | 10090011 |
| Prisma (Satz) | 10090017 |
| Rundprobenhalter (verschiedene Durchmesser) | auf Anfrage |
| Schnittzähler | 10090020 |
| Weiteres Zubehör auf Anfrage | |

Labormaterial

Art.-Nr.

| | |
|--|----------|
| Einwegklingen (plasmabeschichtet) Schmalband Plasma LPS für weiche Materialien, 50 Stk. / Box | 28407005 |
| Einwegklingen (plasmabeschichtet) Schmalband Plasma LPH für harte Materialien, 50 Stk. / Box | 28407004 |
| Einwegklingen (plasmabeschichtet) Breitband Plasma HPS für weiche Materialien, 50 Stk. / Box | 28407007 |
| Einwegklingen (teflonbeschichtet) Schmalband für alle Gewebearten geeignet, 50 Stk. / Box | 28407000 |
| Einwegklingen (teflonbeschichtet) Breitband für alle Gewebearten geeignet, 50 Stk. / Box | 28408000 |

Kommentare / weitere Informationen:

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

SLEE medical GmbH · Am Neuberg 14
55268 Nieder-Olm · Germany
www.slee.de

T: +49 (0) 6136 76997-0
M: mail@slee.de



www.slee.de



[YouTube](#)



[LinkedIn](#)



[Instagram](#)