

Produktspezifikationen

MPS P I · Kompakte Paraffin-Ausgießstation

Art.-Nr.: 10190000 230 V, 50/60 Hz
Art.-Nr.: 10192000 115 V, 60 Hz



Spezifikationen

Nominaler Spannungsbereich:	230 V AC +-10%
Nominale Frequenz:	50 / 60 Hz
Leistung:	650 W
Schutzklasse:	(1) I
Sicherungen:	2 x T 4 A
Verschmutzungsgrad:	(1) 2
Überspannungsinstallations-Kategorie:	II
Maximale Wärmeentwicklung:	650 J/s
Betriebstemperatur	+10 bis +35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 80 % rel., nicht kondensierend
Temperaturbereich während der Lagerung	+5 bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit während der Lagerung	max. 80 % rel., nicht kondensierend
Abmessungen [B x T x H]:	450 mm x 570 mm x 290 mm
Gewicht [ohne Zubehör]:	23 kg
Paraffinvorratsbehälter:	3.8 Liter, 30 – 80 °C, programmierbar ca. 80 Kassetten ca. 200 Einbettformen
Vorwärmchalen:	30 – 80 °C, programmierbar
Arbeitsfläche:	30 – 80 °C, programmierbar
Pinzettenhalter:	2 x 3

Spezifikationen

Beleuchtung:	LED
Arbeitsfläche:	450 x 300 mm
Kühlspot:	Peltier, 50 * 50 mm

Standardausstattung

Vorwärm- und Dispensiereinheit
Fußschalter für Dispensiereinheit
Lupe, einstellbar
Paraffinablaufwanne
Pinzettenhalter
Pinzetten (1 x stumpf, 1 x spitz)
Reinigungsspachtel, schwarz
Einbettformen 7 x 7 x 7 mm (Edelstahl, 12 Stk.)
Einbettformen 24 x 24 x 7 mm (Edelstahl, 12 Stk.)
Netzkabel
Bedienungsanleitung

Kommentare / weitere Informationen:

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

SLEE medical GmbH · Am Neuberg 14
55268 Nieder-Olm · Germany
www.slee.de

T: +49 (0) 6136 76997-0
M: mail@slee.de



www.slee.de



[YouTube](#)



[LinkedIn](#)



[Instagram](#)