

Produktspezifikationen

MTM II · Vakuumgewebeeinbeter

Art.-Nr.: 11000600 230 V, 50/60 Hz
Art.-Nr.: 11000601 115 V, 60 Hz



Spezifikationen

Typ:	Schnellvakuumgewebeeinbeter
Prinzip:	Druck / Vakuum
Reagenzienbehälter:	10x Reagenzienbehälter 4+1 Paraffinbehälter 2 x Behälter für System-Reinigungslösungen
Reagenzienbehältervolumen:	2,5 Liter
Reagenziendurchmischung:	Luftverwirbelung
Kapazität:	300 Gewebekassetten 2x Körbe à 150 Gewebekassetten (Edelstahl)
Temperaturbereich:	55 – 65 °C (Paraffin) RT, 20 – 60 °C (Reagenzien)
Druckbereich:	Vakuum 400 hPa (0.4 bar) Druck 1200 hPa (1.2 bar)
Programme:	18
Sicherheitsaspekte:	Geschlossener Luftkreislauf, 1x Aktivkohlefilter
Probensicherheit:	Alarmsystem (optional) USV (optional)
Vakuumfunktion:	Programmierbar, Vakuum oder Druck
Reinigungszyklen:	Automatischer System-Reinigungszyklus Paraffinreinigung
Startverzögerung:	Bis zu 14 Tage, 23 Stunden, 59 Minuten
Display:	15" Farb-TFT-Monitor, Touchscreen

Spezifikationen

Schnittstellen:	USB, Druckerschnittstelle Automatisches Befüllen und Entleeren der Reagenzienbehälter
Reagenzien Management System:	Vollautomatisch, programmierbar, automatische Reagenzienwahl
Anschlusswerte:	220 / 240 V; 50/60 Hz, 1000 W
Abmessungen [B x T x H]:	720 mm x 600 mm x 1.080 mm ohne Monitor 720 mm x 600 mm x 1.430 mm mit Monitor
Gewicht [ohne Zubehör]:	135 kg

Standardausstattung

EHE-Element für vorgewärmte Reagenzien

15"-TFT-Monitor mit Touchscreen

2 Kassettenkörbe (Edelstahl, jeweils 150 Kassetten)

Reagenzbehälter (10 Stk.)

Paraffinbehälter (4 + 1 Stk.)

Systemreinigungsbehälter (2 Stk.)

Netzkabel

Bedienungsanleitung

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Kassettenkorb	39600061
Kassettenkorbträger	39600062
Reagenzienbehälter 2 Öffnungen	39600030
Nachfüllpackung Aktivkohlefilter	39600268
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 230 V · 2.200 VA · 1.760 W	11000504
Fernalarm-Modul (GSM)	11000270

Kommentare / weitere Informationen:

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

SLEE medical GmbH · Am Neuberg 14
55268 Nieder-Olm · Germany
www.slee.de

T: +49 (0) 6136 76997-0
M: mail@slee.de



www.slee.de



[YouTube](#)



[LinkedIn](#)



[Instagram](#)