

# Produktspezifikationen

## MTM I · Vakuumgewebeeinbeter

Art.-Nr.: 11000500 230 V, 50/60 Hz  
 Art.-Nr.: 11000501 115 V, 60 Hz



### Spezifikationen

Typ	Vakuumgewebeeinbeter
Prinzip	Druck / Vakuum
Betriebstemperatur	+10 bis +35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 80 % rel., nicht kondensierend
Temperaturbereich während der Lagerung	+5 bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit während der Lagerung	max. 80 % rel., nicht kondensierend
Reagenzienbehälter	10 (jeweils 2,5 l)
Paraffinbehälter (Anzahl und Fassungsvermögen)	4 + 1 (jeweils 2,5 l) Behälter für System-Reinigungslösungen (2 Stk.)
Reagenzienbehältervolumen	2,5 l
Reagenziendurchmischung	Luftverwirbelung
Prozesskapazität Kapazität der Kammer	300 Standard-Kassetten 2 x Körbe (jeweils 150 Gewebekassetten )
Prozesskapazität Temperatur der Kammer	55 – 65 °C (Paraffin) RT, 20 – 45 °C (Reagenzien)
Druckbereich	Vakuum 400 hPa (0,4 bar) Druck 1200 hPa (1,2 bar)
Programme	18
Sicherheitsaspekte	Geschlossenes System 1 x Aktivkohlefilter

## Spezifikationen

Probensicherheit	GSM Fernalarmsystem (optional) USV (optional)
Vakuumpfunktion	Programmierbar, Vakuum oder Druck
Reinigungszyklen	Automatischer System-Reinigungszyklus - 1 x voreingestellt - 3 x frei editierbar Paraffinreinigungszyklus
Startverzögerung	Bis zu 14 Tage, 23 Stunden, 59 Minuten
Display	15" Farb-TFT-Monitor, Touchscreen
Schnittstellen	USB, Druckerschnittstelle Manuelles oder automatisches Befüllen und Entleeren
Reagenzien-Management-System	Vollautomatisch, programmierbar, automatische Reagenzienwahl
Anschlusswerte	115 or 230 V, 50/60 Hz, 1,000 or 1,500 W
IEC1010 Klassifizierung	Schutzklasse 1, Verschmutzungsgrad 2 Überspannungskategorie II
Abmessungen [B x T x H]	720 x 700 x 1.080 mm ohne Monitor 720 x 700 x 1.400 mm mit Monitor
Gewicht [ohne Zubehör]	120 kg

## Standardausstattung

15"-TFT-Monitor mit Touchscreen
2 Kassettenkörbe (Edelstahl, jeweils 150 Kassetten)
Reagenzbehälter (10 Stk.)
Paraffinbehälter (4 + 1 Stk.)
Systemreinigungsbehälter (2 Stk.)
Netzkabel
Bedienungsanleitung

## Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Kassettenkorb	39600061
Kassettenkorbträger	39600062
Reagenzienbehälter 2 Öffnungen	39600030
Nachfüllpackung Aktivkohlefilter	39600268
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 230 V · 1.500 VA · 1.200 W	11000510
Fernalarm-Modul (GSM)	11000270

### Kommentare / weitere Informationen:

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

SLEE medical GmbH · Am Neuberg 14  
55268 Nieder-Olm · Germany  
[www.slee.de](http://www.slee.de)

T: +49 (0) 6136 76997-0  
M: [mail@slee.de](mailto:mail@slee.de)



[www.slee.de](http://www.slee.de)



[YouTube](#)



[LinkedIn](#)



[Instagram](#)