

Produktspezifikationen

Paratec Premium, Paratec · Paraffin zur Gewebeeinbettung

diverse



Beschreibung

Beschreibung	Menge	Art.-Nr.
Paratec Premium Premium Paraffin (hochgereinigtes pures Paraffin mit Polymerzusatz)	1 kg	30010004
Paratec Premium Premium Paraffin (hochgereinigtes pures Paraffin mit Polymerzusatz)	2,5 kg	30010006
Paratec Premium Premium paraffin (hochgereinigtes pures Paraffin mit Polymerzusatz)	10 kg	30010008
Paratec Paraffin ohne Polymerzusatz, Schmelzbereich 54 - 56 °C	20 kg	30010002

Kommentare / weitere Informationen:

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

SLEE medical GmbH · Am Neuberg 14
55268 Nieder-Olm · Germany
www.slee.de

T: +49 (0) 6136 76997-0
M: mail@slee.de



www.slee.de



YouTube



LinkedIn



Instagram