

Produktspezifikationen

Slidetec Heat · Strecktisch

Art.-Nr.: 13000510 230 V, 50/60 Hz
Art.-Nr.: 13000511 115 V, 60 Hz



Spezifikationen

Temperaturbereich	bis zu 80 °C
Heizplatte	30 Objektträger
Steuerung	Mikroprozessorsteuerung, Programmierung von Temperatur, Arbeitstag, Arbeitszeit, Uhrzeit, Datum
Abmessungen [B x T x H]	350 x 370 x 230 mm
Gewicht (ohne Zubehör):	15 kg
Anschlusswerte	Art.-Nr.: 13000510 230 V; 50/60 Hz, Pmax: 300 W
	Art.-Nr.: 13000511 115 V; 50/60 Hz, Pmax: 300 W

Standardausstattung

Strecktisch, treppenförmig, eloxiertes Aluminium

Gebrauchsanleitung

Stromkabel

Kommentare / weitere Informationen:

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

SLEE medical GmbH · Am Neuberg 14
55268 Nieder-Olm · Germany
www.slee.de

T: +49 (0) 6136 76997-0
M: mail@slee.de



www.slee.de



[YouTube](#)



[LinkedIn](#)



[Instagram](#)