

Produktspezifikationen

Slidetec Water · Wasserbad

Art.-Nr.: 13000520 230 V, 50/60 Hz
Art.-Nr.: 13000521 115 V, 60 Hz



Spezifikationen

Temperaturbereich	RT bis zu 60 °C, mit Deckel bis zu 80 °C
Füllmenge Wasserbad	2 Liter
Wasserbadbeleuchtung	LED (weiß / blau)
Steuerung	Mikroprozessorsteuerung, Programmierung von Temperatur, Arbeitstag, Arbeitszeit, Uhrzeit, Datum
Maße [B x T x H]	350 x 370 x 230 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	10 kg
Anschlusswerte	230 V; 50/60 Hz, Pmax: 300 W

Standardausstattung

Wasserbad (Streckbad) aus Glas inkl. Wasserbadbeleuchtung
Gebrauchsanleitung
Stromkabel

Zubehör

	Art.-Nr.
Deckel für Slidetec Water oder Water / Heat zur Abdeckung der Glaswanne	13000550

Kommentare / weitere Informationen:

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

SLEE medical GmbH · Am Neuberg 14
55268 Nieder-Olm · Germany
www.slee.de

T: +49 (0) 6136 76997-0
M: mail@slee.de



www.slee.de



[YouTube](#)



[LinkedIn](#)



[Instagram](#)