

# Produktspezifikationen

## Slidetec Water / Heat · Wasserbad & Strecktisch

Art.-Nr.: 13000500      230 V, 50/60 Hz  
Art.-Nr.: 13000501      115 V, 60 Hz



### Spezifikationen

Temperaturbereich	RT bis zu 60 °C, mit Deckel bis zu 80 °C (Wasserbad) RT bis zu 80 °C (Strecktisch)
Füllmenge Wasserbad	2 Liter
Wasserbadbeleuchtung	LED (weiß / blau)
Kapazität Strecktisch	30 Objektträger
Steuerung	Mikroprozessorsteuerung, Programmierung von Temperatur, Arbeitstag, Arbeitszeit, Uhrzeit, Datum
Maße [W x D x H]	560 x 370 x 230 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	18 kg
Anschlusswerte	Art.Nr.: 13000500      230 V; 50/60 Hz, Pmax: 600 W Art.Nr.: 13000501      115 V; 50/60 Hz, Pmax: 600 W

### Standardausstattung

Wasserbad (Streckbad) aus Glas inkl. Wasserbadbeleuchtung

Strecktisch, treppenförmig, eloxiertes Aluminium

Gebrauchsanleitung

Stromkabel

## Zubehör

Art.-Nr.

Deckel für Slidetec Water oder Water / Heat zur Abdeckung der Glaswanne

13000550

### Kommentare / weitere Informationen:

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

SLEE medical GmbH · Am Neuberg 14  
55268 Nieder-Olm · Germany  
[www.slee.de](http://www.slee.de)

T: +49 (0) 6136 76997-0  
M: [mail@slee.de](mailto:mail@slee.de)



[www.slee.de](http://www.slee.de)



[YouTube](#)



[LinkedIn](#)



[Instagram](#)