

Produktspezifikationen

Slidetec Water S · Wasserbad

Art.-Nr.: 13000530 230 V, 50/60 Hz
 Art.-Nr.: 13000531 115 V, 60 Hz



Spezifikationen

Äußere Abmessungen (Durchmesser/Höhe)	280 mm / 100 mm
Innenmaße (Durchmesser / Höhe)	200 mm / 60 mm
Nutzbare Höhe des Bades	50 mm
Füllmenge Wasserbad	1,6 l
Temperaturbereich	ca. 5 °C über RT bis zu +80 °C
Temperaturregelung	Kapillarrohrthermostat
Temperaturkonstanz, temporär	ca. ± 0,5
Anschlusswerte	220 - 240 V / 50-60 Hz
	100 - 115 V / 50-60 Hz
Schutzart / Schutzklasse	IP20/I
Umgebungsbedingungen	nur in Innenräumen verwenden (nicht in explosionsgefährdeter Umgebung)
Höhe NN	bis zu 2.000 m über dem Meeresspiegel
Umgebungstemperatur	+ 10 °C bis zu + 40 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 80 % relative Luftfeuchtigkeit bis zu 31 °C
Gewicht	2 kg

Standardausstattung

Stromkabel

Halterung für Thermostat

Thermostat

Zubehör

Art.-Nr.

Deckel für Slidetec Water S

13000551

Kommentare / weitere Informationen:

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

SLEE medical GmbH · Am Neuberg 14
55268 Nieder-Olm · Germany
www.slee.de

T: +49 (0) 6136 76997-0
M: mail@slee.de



www.slee.de



[YouTube](#)



[LinkedIn](#)



[Instagram](#)