

Produktspezifikationen

Paratec Premium, Paratec · Paraffin zur Gewebeeinbettung

diverse



Beschreibung

Paratec Premium

Premium Paraffin (hochgereinigtes pures Paraffin mit Polymerzusatz),
Schmelzbereich 54 - 57 °C

Menge

Art.-Nr.

1 kg

30010004

Paratec Premium

Premium Paraffin (hochgereinigtes pures Paraffin mit Polymerzusatz),
Schmelzbereich 54 - 57 °C

2,5 kg

30010006

Paratec Premium

Premium paraffin (hochgereinigtes pures Paraffin mit Polymerzusatz),
Schmelzbereich 54 - 57 °C

10 kg

30010008

Paratec

Paraffin (ohne Polymerzusatz),
Schmelzbereich 54 - 56 °C

20 kg

30010002

Kommentare / weitere Informationen:

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

SLEE medical GmbH · Am Neuberg 14
55268 Nieder-Olm · Germany
www.slee.de

T: +49 (0) 6136 76997-0
E: mail@slee.de



www.slee.de



YouTube



LinkedIn



Instagram