

# Produktspezifikationen

## Ergotec · Arbeitstisch

Art.Nr.: 10120001  
Standardausführung mit  
Höhenverstellung 1.800 x 800 mm



## Spezifikationen

Höhenverstellbarkeit	660 bis zu 1.100 mm
Programmierbare Höhen	4 Speichereinstellungen
Maximale Belastung	400 kg
Dicke der Tischplatte	30 mm
Farbe der Tischplatte	nach Wahl
Maximale Maße (Anpassung möglich)	2.000 x 1.000 mm
Kühlplatte Maße	300 x 320 mm
Kühlplatte Temperaturbereich	+15 °C bis zu -15 °C
Wasserbad Maße	260 x 214 x 60 mm
Wasserbad Temperaturbereich	RT bis zu 85 °C

## Standardausstattung

Ergotec - Standardausführung mit Höhenverstellung 1.800 x 800 mm

Bedienungsanleitung

## Optionen\*

	Art.-Nr.
Integriertes Wasserbad	10120002
Integrierte Kühlplatte	10120003
Kabelkanal*	10120004
Arbeitsplatz LED-Beleuchtung*	10120005
Untertischschublade*	10120006
Ergonomische Aussparung	auf Anfrage

\*Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

## Ausstattungsvarianten\*

Größe des Tisches (mögliche Breite: 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm / mögliche Tiefe: 80, 90, 100 cm)

Farbe der Tischplatte

Kantenform der Tischplatte (gerade / schräg)

Eckradius der Tischplatte (1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm)

Höhenverstellung - motorisch / statische Höhe

Aufteilung Steckdosen und Netzwerk im Kabelkanal

Farbe und Form Kabelkanal

\*Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Aufgrund der zahlreichen Ausstattungsoptionen bieten wir ein Formblatt zur Produktkonfigurierung an, das Sie unter [www.slee.de](http://www.slee.de) herunterladen können.

## Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Ergosit Laborstuhl	10157010

\*Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

## Kommentare / weitere Informationen:

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

SLEE medical GmbH · Am Neuberg 14  
55268 Nieder-Olm · Germany  
[www.slee.de](http://www.slee.de)

T: +49 (0) 6136 76997-0  
E: [mail@slee.de](mailto:mail@slee.de)



[www.slee.de](http://www.slee.de)



YouTube



LinkedIn



Instagram