

Ergotec Produktkonfiguration

| | |
|----------------|------------------|
| Projektnummer: | Datum: |
| Kunde: | Ansprechpartner: |
| Anschrift: | |
| Telefon: | Mobil: |
| E-Mail: | Sonstiges: |

Mit einer Vielzahl an Ausstattungsvarianten können Sie Ihren Arbeitsplatz optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen. Auf Basis Ihrer Wunschkonfiguration prüfen wir, wie wir alle Ihre Wünsche erfüllen können und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

Anzahl der geplanten Tische: _____







Bei Abweichungen in der Ausstattung der Tische erstellen Sie bitte jeweils ein eigenes Formular für jede Produktkonfiguration.

Größe der geplanten Tische (B x T):

200 x 80 cm
 180 x 80 cm
 160 x 80 cm
 Sondergröße: _____


Mögliche Breite: 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm / Mögliche Tiefe: 80, 90, 100 cm


Farbe der Tischplatte*:

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> U708 ST9 Standard (vgl. RAL 7035)  | <input type="checkbox"/> U960 ST9 Onyxgrau  |
| <input type="checkbox"/> U732 ST9 Staubgrau  | <input type="checkbox"/> U707 ST9 Seidengrau  |
| <input type="checkbox"/> U961 ST2 Graphitschwarz  | <input type="checkbox"/> W980 ST2 Platinweiß  |

**Für einen verbindlichen Farbton fragen Sie Ihren SLEE Produktberater nach einem Farbfächer!*


Kantenform der Tischplatte (Die Standardfarbe U708 ST9 ist nur mit gerader Kante erhältlich):

90° gerade Kante 

 25° schräge Kante 

Eckradius der Tischplatte (Die Standardfarbe U708 ST9 ist nur mit 1 cm Standard Eckradius erhältlich):

Eckradius 1 cm Standard
 Eckradius Sondergröße, möglicher Radius: 2 cm, 3 cm, 4 cm




Ergotec Produktkonfiguration

Ergonomische Aussparung (ab einer Tischtiefe von 100 cm, passend zu einem Slee Mikrotom):

Ja

Nein, keine Aussparung

Bitte beachten Sie, dass die ergonomische Aussparung die lichte Tiefe des Tisches an dieser Stelle beeinflusst. Gleiches gilt für den Kabelkanal. Die Tiefe des Tisches muss eventuell für Ihre Geräte angepasst werden. Beispiel eines Tisches mit ergonomischer Aussparung und Kabelkanal:



Höhenverstellung - motorisch (66 - 110 cm):

Ja

Nein, keine Verstellung, gewünschte Tischhöhe: _____

Wasserbad - integriert, für den An- und Ausschalter ist ein Kabelkanal erforderlich:

Links

Rechts

Nein, kein Wasserbad

Kühlplatte - integriert, für den An- und Ausschalter ist ein Kabelkanal erforderlich:

Links

Rechts

Nein, keine Kühlplatte

Bitte beachten Sie, dass Wasserbad und Kühlplatte immer auf der jeweils gegenüberliegenden Seite des Tisches angeordnet werden.

Arbeitsplatzbeleuchtung, für den An- und Ausschalter ist ein Kabelkanal erforderlich:

Ja

Nein, keine Beleuchtung

Untertischschublade - abschließbar:

Ja, Schublade links

Ja, Schublade rechts

Nein, keine Schublade

Bitte beachten Sie, dass Bedienfeld und Schublade immer auf der jeweils gegenüberliegenden Seite des Tisches angeordnet werden (nur bei Tischen mit Höhenverstellung). Ist der Tisch mit Wasserbad und Kühlplatte ausgestattet, kann die Schublade nur unter der Kühlplatte eingebaut werden.



Wenn keine Schublade:

Bedienfeld links

Bedienfeld rechts

Entfällt

Ergotec Produktkonfiguration


Monitorarm / Computerarbeitsplatz, schwenkbar, für 1 Monitor, 1 Tastatur, 1 Maus - klemmbar oder fest montiert*:

Ja, links Ja, rechts Nein, kein Monitorarm

*Fest montiert: Bitte besprechen Sie die genaue Position mit Ihrem Slee Produktberater. Die Position kann nach der Montage nicht mehr verändert werden. Beachten Sie bei der Planung des Kabelkanals, dass Sie ggf. ein oder zwei zusätzliche Steckdosen für Ihren Bildschirm oder Computer benötigen. Der Monitorarm kann nach außen geschwenkt werden. Stellen Sie Ihre Labormöbel mit ausreichend Abstand zum nächsten Arbeitsplatz auf, um den Arm bestmöglich einsetzen zu können.

Seitenansicht

Aufsicht



Kabelkanal (Metall):

Ja, mit 110 / 120 V Ja, mit 220 / 240 V Nein, kein Kabelkanal



Aufteilung Steckdosen und Netzwerk im Kabelkanal, rechteckig:

| | | |
|-------------|------------|--------------|
| | | |
| Tisch links | Tischmitte | Tisch rechts |

Bitte konfigurieren Sie Ihren Kabelkanal mit Anzahl, Position und ggf. technischen Spezifikationen:

- 1 = Steckdose 1er Anschluss
- 2 = Steckdose 2er Anschluss
- 3 = Steckdose 3er Anschluss
- 4 = USB Ladeanschluss
- 5 = An- und Ausschalter Wasserbad
- 6 = An- und Ausschalter Kühlplatte
- 7 = An- und Ausschalter Arbeitsplatzbeleuchtung
- 8 = Netzwerk RJ45
- 9 = Netzwerk RJ45 2er Anschluss (nur bei rechteckigem Kabelkanal möglich)
- 10 = Radio (DUB)

Farbe und Form Kabelkanal, rechteckig T x H = 65 x 100 mm, schräg T x H = 80 x 80 mm:

Anthrazit, rechteckig Weiß, rechteckig Weiß, schräg

Weitere Notizen zum Kabelkanal:

Bitte beachten Sie, dass der Abgang der Abschlussleitungen in der Mitte des Tisches erfolgt, sofern Sie es nicht anders angeben.

Ergotec Produktkonfiguration

Ergosit Arbeitsstuhl:

Ja, ich wünsche eine Beratung. Nein, danke.

Besprechen Sie Ihre Möglichkeiten mit Ihrem Slee Produktberater. Der Ergosit ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Sonstige Anforderungen / Ausstattung:

Einige Ausstattungsconfigurationen erfordern Mindesttischgrößen oder weitere technische Voraussetzungen. Füllen Sie das Formular sorgfältig aus und besprechen Sie Ihre Bestellung mit Ihrem Slee Produktberater. Er hilft Ihnen gerne kompetent weiter und berät Sie zu Ihren Möglichkeiten. **Achten Sie darauf, dass die räumlichen Gegebenheiten die Anlieferung des Tisches zulassen!** Ein barrierefreier Zugang muss gewährleistet sein. Falls das Gebäude über einen Aufzug verfügt, muss dieser für Sperrgut geeignet sein. Es ist nicht möglich, den Tisch über Treppen zu transportieren. Messen Sie im Zweifel noch einmal Türen und Gänge aus. Gerne können Sie hierzu ebenfalls Ihren Slee Produktberater kontaktieren.

Notizen:

Ihr Slee Produktberater:

SLEE medical GmbH • Am Neuberg 14
55268 Nieder-Olm • Germany

www.slee.de

T: +49 (0) 6136 76997-0

E: mail@slee.de